



Derma Wand UPUTSTVO

1. Temeljno operite i osušite kožu pre nego što počnete da koristite proizvod
2. Okrenite kružić na najniži nivo.
3. Uključite Derma Wand u utičnicu. Uređaj će odmah početi da generiše visoke frekvencije pulsa. Posle par sekundi će se zagrejati. Nekim jedinicama će trebati par minuta da se zagreju ako su prvi put uključene ili ako nisu korišćene par dana. Budite strpljivi.
4. Dodirnite sijalicu rukom. Osetićete blago peckanje i sijalica će zasvetleti narandžastom bojom.
5. Ako dodirnete sijalicu sa nekim objektom kao što je sto, sijalica neće sijati. To je zato što zahteva energiju iz vašeg tela kako bi se aktivirala.
6. Podignuti sijalicu malo iznad kože, tako da tok visoke frekvencije energije prolazi između sijalice i ruku. Osetićete kako se zasićeni kiseonik stvara.
7. Sve dok je laser stavljen na najslabiji nivo, staviti sijalicu direktno na oblasti koja se tretira. Koristite najslabiji intezitet sve dok vama to odgovara.
8. Okretanjem kružića, postepeno se povećava intezitet sve dok se ne dostigne novo koji vama najviše odgovara.

Imajte na umu da imate različite nivoe koji su namenjeni različitim delovima vašeg lica. Uvek podešavajte na nivou koji vama najviše odgovara, kako bi pokazao što bolje rezultate. Ne možete da se povredite čak i onda kada je na najvišem nivou.

Čišćenje i pročišćavanje

Prelazite sijalicom Derma Wanda po licu i vratu. Ako vam više odgovara možete da pravite i kružne pokrete. Koristite tehniku koja vama najviše odgovara. Važno je da zracima pređete celo lice i vrat.

Primena kreme i losiona

1. Korišćenje Derma Wanda čisti Vašu kožu.
2. Nastavite sa uobičajenim režimom za negu kože. Ako koristite toner, koristite ga i dalje. Nakon toga nastavite sa korišćenjem kreme i losiona.
3. Lagano pomerajte Derma Wand preko celog lica kako bi poboljšao efikasnost proizvoda za negu kože koje koristite.

Učvršćivanje i toniranje

Nežno stimulišući mišiće lica, Derma Wand učvršćuje i tonira vašu kožu.

Korišćenjem Derma Wanda, Vaša koža se temeljno čisti.

1. Koristite vaše omiljene kreme i losione.
2. Počnite od vašeg čela. Sijalicom Derma Wanda dodirujte kožu tačno iznad obrva i pomerajte na gore prema kosi. Ne podižite sijalicu sa kože dok je čišćenje u toku. Kada stignete do kose, podignite sijalicu. Ponovite sve dok ne zahvatite celo čelo.
3. Dalje, pređite na predeo oko očiju. Namestite Derma Wand na najslabiju jačinu. Nепrekidnim pokretima kruzite Derma Wand laserom oko očiju. Počnite od slepoočnice, zatim pređite laserom ispod vašeg oka preko obraza i nosa, onda ispod obrva pa ponovo do slepoočnice. Taj proces ponovite pet puta bez udaljavanja sijalice od vaše kože.
4. Tonirajte obraze. Prilagodite Derma Wand na jačinu koja vama najviše odgovara. Počevši od vilice, pomerajte laser na gore. Kada stignete do vrha obraza, podignite laser. Ponavljajte proces sve dok su vam obrazi tonirani. Uvek pomerajte na gore da biste postigli maksimum.
5. Na kraju, pređite na vrat. Počnite od ključne kosti, prelazite laserom preko vilice, a zatim ga podignite sa kože. Ponovite proces sve dok ne pređete ceo vrat.

Učvršćivanje i toniranje problematičnih oblasti

Jednom kada tonirate i učvrstite svoje lice, možete da se fokusirate na problematične oblasti koristeći metode navedene dole, ili da kombinujete sve, kako biste izvršili zatezanje celog lica. Da biste postigli najbolje rezultate, koristite snažniji pritisak na gornjim potezima, i slabiji pritisak na donjim potezima.

Vrat i vilica

1. Postavite sijalicu Derma Wanda na sredinu vaše brade. Koristeći lagani pritisak, prelazite laserom preko vilice do ispod ušne školjke. Zadržite laser brojeći do 5. Ponovite proces tri puta na svakoj strani.
2. Zatim stavite sijalicu samo po sredini brade i prelazite, sa umerenim pritiskom, do ugla donje usne. Držite tako laser 5 sekundi. Ponovite tri puta na svakoj strani.
3. Još jednom, stavite sijalicu samo ispod brade i pomerajte laser umerenim pritiskom duž donje usne do bočne strane nosa. Ponovite ovaj pokret tri puta na svakoj strani, držeći oko 5 sekundi.
4. Postavite laser Derma Wanda ispod brade ponovo. Podignite kožu preko vilične kosti i držite je tako 5 sekundi. Ponovite tri puta, onda ponovite pokrete na različitim mestima sve dok ne pređete celu vilicu.

Obrazi

1. Postavite sijalicu Derma Wanda na bočnu stranu vašeg nosa, i uz lagani pritisak pomerajte laser duž nosa preko obraza do slepoočnice. Držite tako pet sekundi. Ponovite tri puta na svakoj strani.

Oči

Sledeći koraci će vam pomoći da učvrstite područje oko vaših očiju. Prvih par dana, namestite laser na najniže podešavanje. Zatim postepeno povećavajte podešavanje, radeci na najvišem nivou koji vama odgovara. Zapamtite, viša podešavanja donose bolje rezultate.

1. Postavite sijalicu ispod obrva. Pritisnite lagano i podignite kožu čela na gore. Ne pomerajte sijalicu kao što radite u ostalim tretmanima. Držite tako dok ne izbrojite do pet. Ponavljajte sve dok ne pređete celo čelo.
2. Zatim stavite sijalicu Derma Wanda tik iznad vaših obrva, i pomerajte gore prema kosi. Kada dođete do kose, držite laser dok ne izbrojite do pet. Ponavljajte ovaj postupak dok ne pređete celo čelo.

Natečene oci

Derma Wand Vam pomaže da drastično smanjite nadutost oko očiju.

1. Nanesite kremu oko očiju.
2. Uključite Derma Wand na najniže podešavanje.
3. Postavite sijalicu na svoj obraz, odmah ispod spoljasnog ugla oka. Pomerajte laser duž vašeg obraza do slepoočnice. Držite tako 3 sekunde i zatim nastavite prelazeći na dole do vilice. Ponavljajte pokrete pet puta na svakom oku pojedinačno.

Možda nećete odmah videti rezultate ali u roku od pet minuta ćete primetiti manju nadutost ispod oba oka.

Obratite pažnju

Frenkvencija visoke tehnologije je oko nas već godinama i dokazano je da je efikasna. Međutim ako imate bilo koji od sledećih problema, ne bi trebalo da koristite Derma Wand.

Rozacea

Ne koristite Derma Wand, ako ste skloni rozacei. Ako sumnjate da imate ovaj problem, obratite se dermatologu. Rozacea se može pogoršati bilo kojom masažom, a Derma Wand obezbeđuje stimulativnu masažu.

Prekomerni kapilari

Ako imate izražene kapilare ili krvne sudove blizu površine kože ne bi trebalo da koristite Derma Wand. Nekoliko vidljivih kapilara ne predstavlja problem, ali ako imate veći broj njih koristeći bilo koji vid masaže može pogoršati problem.

Hemijski pilinzi

Ne koristite Derma Wand sa proizvodima koji vrše hemijski piling vaše kože. Esid pilinzi zapravo uklanjaju sloj vaše kože dovodeći vaše kapilare bliže površini. Dok koža prolazi kroz ove tretmane, bilo koji tip masaže može stimulisati vašu iziritiranu kožu. Preporučujemo vam da odložite korišćenje Derma Wanda sve dok se vaša koža ne oporavi.

Pejsmejker

Derma Wand proizvodi električne signale koje bi mogle da ometaju električno funkcionisanje pejsmejкера. Nikada nismo imali situaciju koja uključuje pejsmejker, ali sugerišemo da ne koristite ovaj proizvod ako imate pejsmejker.

Napomena o trudnoći

Tokom trudnoće, može doći do promene vaše kože. Kod nekih žena se pojavljuju akne. A kod nekih dolazi do promene boje tena. Ovo su prirodne posledice hormonskih promena. Preporučujemo vam da odložite upotrebu Derma Wanda dok se vaša koža ne vrati u normalu.

Samo za spoljnu upotrebu

Derma wand se koristi isključivo za spoljnu upotrebu. Ne koristiti ga na sluzokoži (oči, usta, nos).

Mogući problemi:

Prekomerni piling

Ako primetite preterano ljuštenje kože, a pri tom koristite Derma Wand, prekinite upotrebu lasera dok vam koža ne povрати svoju normalnu boju i teksturu. Kada počnete ponovo da ga koristite smanjite intenzitet.

Preterano crvenilo ili oticanje

Zato što povećava dotok krvi, svaka masaža može da prouzrokuje crvenilo. To je normalno. Ako imate prekomerno crvenilo ili otok, možda ste previše stimulisali kožu. Prekinite upotrebu Derma Wanda sve dok vaša koža ne povрати svoju normalnu boju i teksturu. Kada počnete ponovo da ga koristite smanjite jačinu i smanjite trajanje svakog procesa.

Rukovanje i odlaganje

Sijalica Derma Wanda je lomljiva. Čuvajte Derma Wand i u situacijama kada ga ne koristite i nemojte da ga koristite ako se sijalica polomi. Ako se to desi, odnesite ga na popravku.

Upozorenje

Kao i kod svakog električnog uređaja, trebalo bi obratiti pažnju na sledeće mere predostrožnosti:

1. Ne koristite ga na otvorenom prostoru.
2. Nemojte da ga držite blizu vode.
3. Ne koristite ga dok stojite pored, ili ako imate kontakt sa vodom.
4. Nemojte ga koristiti u blizini zapaljivih i eksplozivnih materija.
5. Isključite ga kada ga ne koristite.
6. Ne pokušavajte da otvorite kućište.